

PREDMET NABAVE: BRZI ANTIGENSKI TESTOVI

Redni broj	Naziv/Opis	Tehnička specifikacija	Pakiranje	Jedinica mjere
1.	Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2	<p>Test se nalazi u kategoriji A važeće HSC liste (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates), registriran je barem u 1 zemlji članici EU, prema uputi proizvođača osjetljivost mora biti minimalno 90% osjetljivost, a specifičnost 97%, napravljena je neovisna validacija u barem jednoj od zemalja članica EU i da je osjetljivost minimalno 90%, a specifičnost 98% za uzorak obriska nazofarinksa za Ct≤25 ili ukupno za neselektivne uzorke osjetljivost ≤80%, da je test registriran i validiran i za uzorke obriska prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela. Jednostavna primjena, pufer rastočeni u epruvetice ili alikvotirani u pojedinačne doze. Imunokromatografska metoda detekcije, oblik testa: kazeta, vrsta testa: lateral flow. Skladištenje na sobnoj temperaturi</p>		Kom
2.	Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B	<p>Test za detekciju samo SARS-CoV-2 nalazise u kategoriji A važeće HSC liste (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates). Test odvojeno detektira SARS-CoV-2 i v. influence. Test mora biti registriran barem u 1 zemlji članici EU. Prema uputi proizvođača osjetljivost za detekciju SARS-CoV-2 mora biti minimalno 90% osjetljivost, a specifičnost 98%. Test je validiran u barem jednoj od zemalja članica EU i da je osjetljivost minimalno 90%, a specifičnost 98% za uzorak obriska nazofarinksa za uzorak obriska nazofarinksa za Ct≤25 ili ukupno za neselektivne uzorke osjetljivost ≤80%. Imunokromatografska metoda detekcije. Test jr registriran i validiran i za uzorke obriska prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela. Jednostavna primjena, pufer rastočen ili alikvotiran. Oblik testa: kazeta.Vrsta testa: lateral flow. Skladištenje na sobnoj temperaturi.</p>		Kom